

CHAISES HAUTE MULTIFONCTIONNELLES

TROUSSE PERSONNELLE

MAXI


HÔPITAL

INCLINABLE

AU BERCEAU

À PARTIR D'UN DISPOSITIF DE WC PRATIQUE

ENFANT



MANUEL D'ENTRETIEN
INSTRUCTIONS
ENTRETIEN
FICHES TECHNIQUES



TRANSPORT, STOCKAGE, ÉLIMINATION

En cas de transport par des tiers, vérifier qu'il est correctement protégé avec un emballage en carton fermé et robuste

Lors du transport sous votre propre responsabilité ou lors du stockage, vérifiez la propreté des véhicules et des locaux, en les protégeant éventuellement par une bâche anti-poussière.

Le produit ne contient pas de composants pouvant être classés comme déchets spéciaux au moment de l'élimination. Vérifier et respecter les dispositions locales en matière de collecte sélective des déchets.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Vérifier l'état des roues tous les 3 mois, c'est à dire pneus, pression, déformations

Vérifier tous les 3 mois et régler les freins de stationnement si nécessaire

Vérifier le serrage des vis et boulons tous les 6 mois

Vérifier tous les 6 mois et lubrifier les pièces mobiles si nécessaire

Remplacez immédiatement les pièces défectueuses

Remplacez les sièges et les dossiers qui présentent des déchirures ou commencent à s'affaïsser

Le nettoyage ordinaire doit être effectué avec de l'eau et un détergent neutre

Nettoyage et désinfection extraordinaires au jet de vapeur basse pression Laver et sécher immédiatement en cas de contact avec le sable et l'eau de mer

Pour tout entretien extraordinaire, contacter l'entreprise ou le revendeur agréé



INSTRUCTIONS/AVERTISSEMENTS RISQUES GÉNÉRAUX

Le choix de l'Appareil appartient à l'utilisateur assisté du personnel médical orthopédiste.

Les instructions contenues dans ce manuel doivent être respectées pour éviter tout dommage aux choses ou aux personnes. La société se réserve le droit de modifier les données et les équipements supplémentaires rapportés dans ce manuel.

Avant de monter et descendre du fauteuil roulant, verrouillez les freins.

Faites attention aux surfaces mouillées.

Attention à l'exposition au soleil, les surfaces pourraient atteindre des températures nocives

Ne pas affronter des pentes supérieures à 6% sans accompagnateur

N'utilisez pas les accoudoirs pour soulever le fauteuil roulant, surtout lorsque le patient est assis.

Le fauteuil roulant ne peut pas être utilisé en position assise à l'intérieur des véhicules

Ne vous tenez pas debout sur les repose-pieds pour éviter de basculer

N'utilisez pas le fauteuil roulant comme déambulateur, les freins ne sont pas accessibles et il peut glisser

En cas de transfert latéral, approchez-vous le plus possible, relevez l'accoudoir et effectuez l'opération rapidement

Ne vous penchez pas en avant au-delà de vos genoux pour éviter de basculer

Éviter les mouvements du coffre vers l'arrière pour éviter les risques de basculement

Si vous devez vous pencher sur le côté, assurez-vous que les roulettes avant sont tournées vers l'extérieur.

Utilisez des roues anti-basculement en cas de poids déséquilibrés ou de poussée vigoureuse du patient

Avant de franchir des rampes et des marches, consultez des spécialistes pour vous entraîner. Dans tous les cas, sur les rampes, inclinez votre torse pour équilibrer le poids, agissez sur la main courante et non sur les freins pour ralentir en prenant garde à ne pas vous sentir fatigué.

Utiliser des sangles de sécurité pouvant être fixées aux vis arrière ou aux tubes de selle en cas de transports fréquents sur rampes ou marches inclinées

Avant de traverser des trottoirs ou des marches, avertir le patient, en lui demandant éventuellement d'équilibrer son poids en poussant son torse vers l'arrière.

Montez et descendez les escaliers uniquement en toute sécurité, avec un accompagnateur et un assistant

IDENTIFICATION DU PRODUIT

REF	
CPO-	UTILISATION PRÉVUE
XXXXXXX	description

VOIR PAGES SUIVANTES
FICHES TECHNIQUES DE COMMANDE D'APPAREILS



INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES D'UTILISATION

AVERTISSEMENTS ET RISQUES

1	Ralentissement à tambour et freins de stationnement avec commande à levier pour compagnon	Ralentissement par l'opérateur via levier long, blocage de stationnement par l'opérateur avec accouplement à levier rouge. Avant de monter et descendre du fauteuil roulant, verrouillez les freins
2	Frein de stationnement manuel B300	Fonctionnement par le compagnon, uniquement pour le stationnement, éviter strictement l'utilisation pour ralentir afin d'éviter les blocages et chutes brusques. Verrouillez lorsque vous montez et descendez du fauteuil roulant.
3	réglage de la hauteur du repose-pieds	Réglage en hauteur et en rotation du repose-pieds par vis ou pince de verrouillage, vérifier le verrouillage en fin de réglage Position selon les indications médico-orthopédiques pour maintenir une posture correcte.
4	Repose-jambes à inclinaison réglable avec repose-mollets réglables en position	Actionner le volant de blocage latéral en vérifiant qu'il est complètement fermé à la fin du réglage. Réglage du repose-mollet par vis en dessous. A réaliser sur indication médico-orthopédique, en veillant à maintenir une posture correcte.
5	Réglage de la profondeur du relève-jambes	Guide coulissant horizontalement avec verrouillage sur le bouton latéral. Vérifier que la posture est conforme à la prescription médicale orthopédique
6	côtés rabattables	Appuyez sur le bouton de déverrouillage et lors de la fermeture, vérifiez pour éviter tout écrasement ou coincement
7	Réglage de la hauteur des accoudoirs	Guide coulissant verticalement et en profondeur avec verrouillage sur le bouton latéral. Vérifier que la posture est conforme à la prescription orthopédique
8	servocommande contrôlable par le compagnon	Agir sur les leviers de déverrouillage pour libérer le piston oléopneumatique. Vérifier au préalable la capacité à supporter le poids du patient pour éviter des relâchements brusques. Suivre les indications médico-orthopédiques pour maintenir une posture correcte.
9	LEVIER DROIT - DOSSIER	
9	LEVIER GAUCHE - SIÈGE	
10	réglage de la forme du dossier par bandes velcro (uniquement sur B903-B906)	Ajustement de la conformation du dossier sur prescription médicale orthopédique. Vérifiez la bonne adhérence des bandes Velcro pour un maintien sûr. Tissus respirants à ne pas utiliser avec des sujets incontinents.
11	Dispositif WC avec couvercle et receveur amovibles en façade (uniquement sur B300)	Rincez toute trace d'urine et de résidus fécaux. Gardez-le propre et désinfectez-le périodiquement à la vapeur. Plateau pouvant être désinfecté en autoclave





IDENTIFICATION SUPPLÉMENTAIRE
POUR OBTENIR UNE COMBINAISON SÛRE

VOIR PAGES SUIVANTES
FICHES TECHNIQUES DE PERSONNALISATION

SED

SÉANCE

largeur profondeur hauteur inclinaison

siège avec toilettes

INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS ET RISQUES

Vérifier que la posture est conforme à la prescription orthopédique

Rincez toute urine. Gardez le siège et le cadre propres et désinfectez périodiquement le siège et le cadre avec de la vapeur.

ÉCART

GROUPES REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS

repose-jambes élévateur

réglage de la flexion et de l'extension du pied

repose-pieds avec sangle d'orteil ou sangle de talon

confinement du repose-jambes latéral

Actionner le volant de blocage latéral en vérifiant qu'il est complètement fermé à la fin du réglage. A réaliser sur indication médico-orthopédique, en veillant à maintenir une posture correcte. Ne sortez pas du fauteuil roulant avec les lève-jambes en position élevée.

Utiliser le volant ou la vis latérale pour le réglage, à effectuer sur indications médico-orthopédiques pour maintenir une posture correcte

À utiliser sur indication médico-orthopédique et en veillant à ne pas générer de situations inutiles qui entravent le mouvement.

Recommandé dans le cas de patients présentant un risque de chute des membres inférieurs ou de membres turbulents

SOUTIEN-GORGE

ACCOUDOIRS

Accoudoirs réglables en hauteur

côtés rembourrés

accoudoir postural

Guide coulissant verticalement avec verrouillage sur le bouton latéral. Vérifier que la posture est conforme à la prescription médicale orthopédique

Pour plus de confinement et de sécurité, pour éviter les risques de piégeage dans les zones tournantes

Vérifier que la posture est conforme à la prescription orthopédique

CRU

CHÂSSIS ET ROUES

contrôle général du type de roue

goupilles de dégagement rapide de la roue arrière

roues anti-bascule

freins à tambour

Remplacement des roues ou des pneus par du personnel spécialisé. Vérifiez périodiquement l'état d'usure des pneus et le gonflage à la pression maximale indiquée sur ceux-ci, environ 3,5 bars Max 4,5 pour les pneus normaux et 6,0 Max 7,0 bars pour les types de peau à haute pression. Vérifiez également que les rayons métalliques ne sont pas desserrés.

Appuyez au centre du moyeu pour retirer la roue. Lors du remontage, vérifiez la fixation sécurisée. Utilisez les roues de support uniquement pour de courtes périodes de transport

À utiliser en cas de poids déséquilibrés ou de poussée vigoureuse du patient. Ne pas utiliser sans les roues principales.

Ralentissement par l'opérateur via levier long, blocage de stationnement par l'opérateur avec accouplement à levier rouge.

SCP

POUSSOIRS, COINS ET APPUI-TÊTES

butées pour le coffre

Réglage par coulissement du guide et blocage du volant. A utiliser sur prescription d'un médecin orthopédiste pour maintenir une posture correcte

coin d'épandage

Réglage par coulissement du guide et blocage du volant. A utiliser sur prescription d'un médecin orthopédiste pour maintenir une posture correcte

appui-tête

Réglage par coulissement du guide et blocage du volant. A utiliser sur prescription d'un médecin orthopédiste pour maintenir une posture correcte

LANGUETTE

TABLEAUX

tables pliantes

Installation en retirant l'accoudoir d'origine, en positionnant le guide et en remontant l'accoudoir. Retournez en soulevant du côté opposé à la charnière. Extraire en déverrouillant le bouton pousoir. Assurez-vous de ne pas provoquer d'écrasement ou d'obstacles anormaux pour le patient.

tables extractibles

Installation en retirant l'accoudoir d'origine, en positionnant le guide et en remontant l'accoudoir. Insertion sur guides et réglage de la profondeur par volants verrouillables. Assurez-vous de ne pas provoquer d'écrasement ou d'obstacles anormaux pour le patient.

ACC

ACCESSOIRES

Pince pour tige porte-sérum

Peut être appliqué sur les zones tubulaires du fauteuil roulant en desserrant la vis Allen de verrouillage. Insérer la tige IV sur le tube support. Ne pas appliquer sur les zones à risque d'interférence pendant les phases d'assise et de fermeture.

Poteau IV

Vérifiez que la tringle ne gêne pas les portes ou les meubles lors du mouvement. Nous recommandons de déplacer le fauteuil roulant uniquement avec la poussée de l'opérateur. Faites attention à ce que les tubes IV n'interfèrent pas avec les parties mobiles du fauteuil roulant. Utilisation sur prescription et sous surveillance médicale.

fixation de sacs de drainage

Faites attention à ce que les tubes de drainage n'interfèrent pas avec les parties mobiles du fauteuil roulant. Utilisation sur prescription et sous surveillance médicale.

paniers pour bouteilles d'oxygène

Faites attention à ce que les tuyaux ou les outils de réglage n'interfèrent pas avec les pièces mobiles du fauteuil roulant. Utilisation sur ordonnance et sous contrôle médical.

système de rétention antivol

Placez une partie sur le fauteuil roulant et une partie sur la structure de retenue à l'endroit où vous souhaitez sécuriser le fauteuil roulant. Déverrouillable en insérant une pièce du type demandé. Ne bloquez pas avec le patient à bord du fauteuil roulant.

écrits personnalisés

Ne pas utiliser d'alcool ou de solvants pour le nettoyage

CND Y180918
GDR 56142
OIN

B906

18.09.18.012
18.09.18.235

Chaise haute inclinable multifonctionnelle automotrice

assise standard L 40-45 cm
siège amovible profondeur réglable 42,5-47,5 cm siège
inclinable 0-32° H avant 53-64 arrière 52-41 cm dossier
inclinable indépendant 10-39° H 55 total 92 cm roues arrière
en plastique solide 600 mm avec freins de roue avant
pivotant 200 mm
structure en acier à assistance électrique avec vérins à gaz,
repose-pieds amovibles et réglables en hauteur
côtés synchro avec dossier réglable largeur 0+4 cm
dossier anatomique tendable TENS sangle velcro sellerie
VTT PL micro-perforé ignifuge classe 1IM bleu longueur
hors tout 118 cm
capacité 150 kg



CND Y180918
GDR 55961
OIN

B903

18.09.18.012
18.09.18.235

chaise haute multifonctionnelle transit

assise standard L 40-45 cm
siège inclinable H avant 53-64 arrière 52-41 cm siège
inclinable 0-32° H avant 53-64 arrière 52-41 cm dossier
inclinable indépendant 10-39° H 55 tot 92 cm arrière plein
roues en plastique 300 mm avec freins de roue avant
pivotant 200 mm
Repose-pieds amovibles réglables en hauteur,
accoudoirs réglables en hauteur H 25-32 cm
côtés synchronisés dossier réglable largeur 0+4 cm
assise amovible profondeur réglable 42,5-47,5 cm
dossier anatomique tendable TENS sangle velcro sellerie
VTT PL micro-perforé ignifuge classe 1IM bleu longueur
hors tout 109 cm
capacité 150 kg



de votre choix

Dossier anatomique tendable TENS avec sangle velcro
Dossier anatomique SSR avec support rigide



SVT

SVT contenant dossier V trémie H60

réglable à tensionnable avec une sangle velcro

Sellerie PL micro-perforée VTT ignifugé classe 1IM bleu VTI
sellerie PU imperméable ignifugé classe 1IM noir



ajouts spécifiques

310S

18.09.18.220

Repose-jambes éleveur pivotant extractible CPO

340NP/T

freins à tambour accompagnés, roues en plastique



en standard	désordre		poids	
	B906	B903	B906	B903
séance 40	62	54	31,0	29,0
séance 45	66	60	33,0	31,0
supplémentaire				
séance 35	57	49	30,0	28,0
séance 50	72	66	32,0	32,0
séance 56	80	72	36,0	34,0
séance 60	84	76	42,0	40,0

CND Y180918
GDR 1167310
OIN

BA906

18.09.18.012
18.09.18.235

Chaise haute multifonctionnelle à absorption et inclinable automotrice

feedback amortisseur avec poussées dystoniques sur le dossier siège repose-jambes
siège standard L 40-45 cm

siège rembourré inclinable 0-32° H avant 53-64 arrière 52-41 cm dossier
rembourré inclinable indépendant 10-39° H 55 à 92 cm structure en
acier assistance électrique avec vérins à gaz

18.09.18.220

repose-jambes amovible et rembourré, roues arrière en
plastique solide 600 mm avec freins, roues avant
pivotantes 200 mm

18.09.18.217

repose-pieds simple amovible pivotant avec flexion-
extension à confinement latéral

18.09.39.169

repose-jambes à ailes
synchronisées dossier réglable largeur 0+4 cm assise
anatomique profondeur réglable 42,5-47,5 cm dossier
anatomique tendable TENS sangle velcro sellerie VTT PL
micro-perforé ignifuge classe 1IM bleu longueur hors
tout 118cm



capacité 150 kg



CND Y180918
GDR 1167311
OIN

BA903

18.09.18.012
18.09.18.235

Chaise haute inclinable multifonctionnelle à absorption de transit

feedback amortisseur avec poussées dystoniques sur le dossier siège repose-jambes
siège standard L 40-45 cm

siège rembourré inclinable 0-32° H avant 53-64 arrière 52-41 cm dossier
rembourré inclinable indépendant 10-39° H 55 à 92 cm structure en
acier assistance électrique avec vérins à gaz

18.09.18.220

repose-jambes amovible et rembourré, roues arrière en
plastique solide 300 mm avec freins, roues avant
pivotantes 200 mm

18.09.18.217

repose-pieds simple amovible pivotant avec flexion-
extension à confinement latéral

18.09.39.169

repose-jambes à ailes
synchronisées dossier réglable largeur 0+4 cm assise
anatomique profondeur réglable 42,5-47,5 cm dossier
anatomique tendable TENS sangle velcro sellerie VTT PL
micro-perforé ignifuge classe 1IM bleu longueur hors
tout 118cm



capacité 150 kg



de votre choix

Dossier anatomique tendable TENS avec sangle velcro
Dossier anatomique SSR avec support rigide



SVT

SVT contenant dossier V trémie H60

réglable à tensionnable avec une sangle velcro

Sellerie PL micro-perforée VTT ignifugé classe 1IM bleu VTI
sellerie PU imperméable ignifugé classe 1IM noir



en standard	désordre		poids	
	BON	906 903	906	903
séance 40		62 54	31,0	29,0
séance 45		66 60	33,0	31,0
supplémentaire				
séance 35		57 49	30,0	28,0
séance 50		72 66	32,0	32,0
séance 56		80 72	36,0	34,0
séance 60		84 76	42,0	40,0





CND	Y180918
GDR	1167311

OIN

B5-ENFANT

18.09.18.012
18.09.18.235

Chaise haute inclinable multifonctionnelle automotrice

assise standard L 26-30-35 cm
siège inclinable 0-32° H avant 51-62 arrière 50-40 cm
dossier inclinable indépendant 10-39° H 45 cm poignée de
poussée rabattable réglable H 90-105 cm côtés extractibles
réglables largeur 0+4 cm siège anatomique profondeur
réglable 30- 35 cm accoudoirs réglables hauteur H 13-27
cm

Structure en acier à assistance électrique avec ressorts à gaz Roues
arrière en aluminium massif de 500 mm avec freins, goupilles de
dégagement rapide sur les roues arrière

Roues avant pivotantes de 150 mm, réglables en hauteur,
amovibles, repose-pieds pivotants, TENS, dossier
anatomique, extensible, sangle velcro

Sellerie VTT PL micro-perforée ignifuge classe 1IM voir coloris,
longueur 90 cm
capacité 125 kg



CND	Y180918
GDR	1167312

OIN

B3-ENFANT

18.09.18.012
18.09.18.235

chaise haute multifonctionnelle transit

assise standard L 26-30-35 cm
siège inclinable 0-32° H avant 51-62 arrière 50-40 cm
dossier inclinable indépendant H 45 cm côtés amovibles
réglables largeur 0+4 cm siège anatomique profondeur
réglable 30-35 cm poignée de poussée rabattable réglable
H 90-105 cm accoudoirs réglables en hauteur H 13-27 cm

structure en acier à assistance électrique avec ressorts à
gaz roues arrière en aluminium massif 300 mm avec freins
broches à dégagement rapide roues arrière

Roues avant pivotantes de 150 mm, réglables en hauteur,
amovibles, repose-pieds pivotants, TENS, dossier
anatomique, extensible, sangle velcro

Sellerie VTT PL micro-perforée ignifuge classe 1IM voir coloris,
longueur 85 cm
capacité 125 kg



de votre choix

Dossier anatomique tendable TENS avec sangle velcro
Dossier anatomique SSR avec support rigide


choix de couleurs de monture rouge-bleu-noir-vert-jaune-gris-blanc



Sellerie VTT PL micro-perforée ignifuge classe 1IM voir coloris au
choix sellerie micro-perforée couleur bleu-noir-vert-orange



VTI revêtement PU ignifuge et imperméable classe 1IM noir



ajouts spécifiques

310SK

18.09.18.220

Repose-jambes élévateur pivotant extractible CPO KID

387G

18.09.18.217

Repose-pieds pivotant simple extractible avec flexion-extension



en standard	désordre		poids	
	B5	B3	B5	B3
séance 26	48	40	30,0	28,0
séance 30	52	44	28,0	29,0
séance 35	57	49	27,0	25,0





CND	Y180918
GDR	523773
OIN	
BLD903	18.09.18.012 18.09.18.235

chaise haute inclinable multifonctionnelle avec roues de transport 3
 assise standard L 40-45 cm
 assise inclinable -4+28° H avant 53-64 arrière 52-41 cm
 dossier berceau inclinable avec assise H 85 tot 125 cm
 assise amovible réglable profondeur 40-45 cm rabattable
 rembourré côtés hauteur H 22
 structure en acier berceau servo-assisté ressort à gaz
 repose-jambes simple avec tiroir élévateur amovible
 repose-pieds pivotant simple amovible
 Roues avant unidirectionnelles de 300 mm avec freins
 freins à levier à tambour de ralentissement et de stationnement,
 roues arrière pivotantes de 200 mm
 Sellerie extérieure VTS PV ignifuge classe 1 IM voir article ri
 Sellerie intérieure VTI PU imperméable ignifuge classe 1 IM
 longueur hors tout 90-125 cm
 capacité 150 kg



CND	Y180918
GDR	523774
OIN	

BLD901	18.09.18.012
---------------	--------------

chaise haute multifonctionnelle à berceau inclinable pour l'intérieur
 assise standard L 40-45 cm
 assise inclinable -4+28° H avant 53-64 arrière 52-41 cm
 dossier berceau inclinable avec assise H 85 tot 125 cm
 assise amovible réglable profondeur 40-45 cm rabattable
 rembourré côtés hauteur H 22
 structure en acier berceau servo-assisté ressort à gaz
 repose-jambes simple avec tiroir élévateur amovible
 repose-pieds pivotant simple amovible
 Roues avant pivotantes de 125 mm
 Roues arrière pivotantes de 125 mm avec frein
 Sellerie extérieure VTS PV ignifuge classe 1 IM voir article ri
 Sellerie intérieure VTI PU imperméable ignifuge classe 1 IM
 longueur hors tout 90-125 cm
 capacité 150 kg



VBLD40	12.24.06.121
---------------	--------------

en standard
 largeur d'assise 40 cm
 largeur d'assise 45 cm

VBLD 35	12.24.06.121
VBLD 50	12.24.06.124

supplémentaire
 variation de largeur d'assise 35 cm
 variation de largeur d'assise 50 cm



	en standard	désordre		poids	
		BLD	903	901	903
séance 44		60	58	34,0	32,0
supplémentaire					
12.24.06.121	séance 35	60	58	34,0	32,0
12.24.06.121	séance 40	66	64	36,0	34,0
12.24.06.124	séance 50	66	64	36,0	34,0



ajouts spécifiques

VBLD310	18.09.18.220
V310S	-
358V	12.24.06.112
356	18.09.18.223
367	18.09.18.211
353BLD	18.09.18.229
IMB	-
IMBR	-

repose-jambes divisé avec repose-pieds élévateurs
 servocommande d'actionnement du repose-jambes
 Appui-tête réglable avec fermeture velcro
 Écarteur rembourré réglable
 butée pour le coffre réglable à droite ou à gauche
 Table basse 60x47 cm avec évidement enveloppant et bords repliables à droite ou à gauche
 sellerie complète table basse en simili cuir noir
 table basse en simili cuir noir avec rembourrage amovible



choix de couleurs de revêtement extérieur, noir-bleu-bleu clair-vert
 choix de couleurs de revêtement extérieur rouge-orange-jaune clair-beige



CND Y180918
GDR 56172
OIN

B300

18.09.18.012
18.09.18.235

Chaise haute inclinable multifonctionnelle avec WC prêt

assise standard L 44 cm
assise inclinable 0-27° H avant 53-64 arrière 52-41 cm
dossier inclinable indépendant 10-39° H 55 tot 92 cm
dossier anatomique support rigide
Roues arrière en plastique solide de 300 mm avec freins
Roues avant pivotantes de 200 mm
structure en acier à assistance électrique avec vérins à gaz
18.09.18.220
repose-jambes éleveurs amovibles repose-pieds divisés
accoudoirs rabattables réglables hauteur H 22-34 cm
accoudoirs synchronisés avec dossier inclinable profondeur
d'assise anatomique 42,5 cm
Sellerie PV ignifuge VTS classe 1IM vert,
longueur 109 cm
capacité 150 kg



supplémentaire

+ WC

-

Abattant WC avec vasque et capuchon amovibles



en standard	désordre	
	B300	B300
séance 44	60	31,0
supplémentaire		
séance 50	66	32,0
séance 56	72	34,0
séance 60	76	40,0

SÉANCE

OIN



longueur

VSL 35	12.24.06.121
VSL50	12.24.06.124
VSL 56	12.24.06.124
VSL60	12.24.06.124

largeur d'assise standard 40-45 cm
variation de largeur d'assise 35 cm
variation de largeur d'assise 50 cm
variation de largeur d'assise 56 cm
variation de largeur d'assise 60 cm



profondeur

VSP50	
-------	--

profondeur d'assise réglable standard 40-45 cm
variation de profondeur d'assise réglable 45-50 cm
capacité standard 150 kg
dimensions hors tout et poids voir fiche produit



MAXI

Renforts de capacité MAXI BARIATRIQUE

VSRA250

chaise haute automotrice renforts capacité max 250 kg
structure spéciale et assistance électrique
Roues métalliques pleines et increvables de 600 mm,
fourches pivotantes en métal et roues surdimensionnées.

VSRT250

renforts pour chaises hautes transit Capacité max 250 kg
structure spéciale et assistance électrique
roues surdimensionnées
fourches pivotantes en métal et roues surdimensionnées.



CONSTRUCTIONS SPÉCIALES

structure spéciale chaise haute sur demande



LES BASES DES SYSTÈMES DE POSTURE

structure basculante de base pour systèmes de posture sur demande



ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

- TABLEAUX
- SANGLES ET BRETELLES
- COUSSINS ANTI-ESCARRES
- SYSTÈMES DE POSTURE

VOIR ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HÔPITALIERS

- SUPPORT IV
- PANIER DE RÉSERVOIRS
- SYSTÈMES ANTIVOL

tapisserie

369TR	pochette pour documents au dos
SCRD	plaque de dossier écrite et logo numérique
VCOL	

Revêtement PVC ignifuge VTS classe 1 IM - voir type de série sur la fiche pour le choix des coloris de revêtement extérieur noir-bleu-bleu clair-vert
choix de couleurs de revêtement extérieur rouge-orange-jaune clair-beige



VOIR HÔPITAL



RÉGLAGE DES FREINS DES ROUES

OIN		
480NP	-	paire de roues en métal 600 mm au lieu de pneus en plastique 24x1,3/8
428NP	-	paire de roues métalliques solides 600 mm au lieu de pneus en plastique 24x1,3/8
481NP	-	paire de roues métal 550 au lieu de pneus plastique 600 mm 22x1,3/8
482NP	-	paire de roues métal 500 au lieu de pneus plastique 600 mm 20x1,3/8
452	-	paire de pneus PU solides increvables au lieu de pneus sur toutes les tailles
485	-	paire de roues avant 100-150-175-180-200 mm alternatives à la série
337	12.24.21.106	broches d'extraction rapide et roues de support
338S	-	système anti-basculement pour chaise haute
340NP	-	Freins à tambour en plastique, roues automotrices pour série plastique
340NPL	-	Freins à tambour en aluminium, roue automotrice pour série plastique
340T	-	Freins à tambour pour 300 roues de transit



GROUPES REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS

310S	18.09.18.220	Repose-jambes élévateur pivotant extractible CPO
310SK	18.09.18.220	Repose-jambes élévateur pivotant extractible CPO KID
385	18.09.18.217	marchepied simple extractible
387	18.09.18.217	marchepied simple extractible avec flexion-extension
385G	18.09.18.217	repose-pieds pivotant simple extractible
387G	18.09.18.217	Repose-pieds pivotant simple extractible avec flexion-extension
386	18.09.18.130	flexion-extension réglable des repose-pieds divisés
399	12.24.03.115	sangles d'orteil
399T	12.24.03.115	sangles d'arrêt de talon
311	-	paire de tubes en U réduisant la distance entre les repose-pieds - 6 cm
383S	18.09.39.169	paire d'ailerons de confinement de repose-jambes latéraux
316U	-	repose-mollet unique
316F	-	bande de maintien des mollets
318	18.09.18.139	Groupe repose-jambes à tiroir rembourré



ACCOUDOIRS

347	18.09.39.030	Accoudoir de forme hémiplégique réglable en 3D (droite ou gauche).
396	18.09.39.030	accoudoir de table transparent pour hémiplégiques (droite ou gauche)



POUSSOIRS DE COIN D'APPUI-TÊTE

358	12.24.06.112	appui-tête réglable
358TL	18.09.18.205	Appui-tête réglable avec mouvement latéral
368	12.24.06.115	appui-tête pariétal réglable
368R	12.24.06.115	appui-tête avec ailerons pariétaux réglables
305	-	double réglage du compas de l'appui-tête
367	18.09.18.211	butée pour le coffre (droite ou gauche)
356	18.09.18.223	enrouleur rembourré réglable en hauteur et en profondeur



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

en ce qui concerne les produits identifiés comme :
CHAISES HAUTE MULTIFONCTIONNELLES

DLG	DIRECTIVES
46/97	93/42/CE
37/10	2007/47/CE



RÉF	
CPO-xxx	
B903	CHAISES HAUTE BASCULANTES MULTIFONCTIONS POUR EXTÉRIEUR CHAISES HAUTE
B906	BASCULANTES MULTIFONCTIONS POUR EXTÉRIEUR ET AUTOMOTRICES CHAISES HAUTE
B300	BASCULANTES MULTIFONCTIONS POUR EXTÉRIEUR AVEC PRÉPARATION WC CHAISES HAUTE
BA903	BASCULANTES MULTIFONCTIONS POUR EXTÉRIEUR CHAISES HAUTE BASCULANTES
BA906	MULTIFONCTIONS AVEC ABSORPTION ET CHAISES HAUTE BASCULANTES AUTOMOTRICES
BLD903	POLYVALENTES POUR INTÉRIEUR
BLD901	CHAISES HAUTE BASCULANTES POLYVALENTES POUR EXTÉRIEUR CHAISES HAUTE BASCULANTES MULTIFONCTIONNELLES POUR
B3-ENFANT	EXTÉRIEUR POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS CHAISES HAUTE BASCULANTES MULTIFONCTIONNELLES POUR EXTÉRIEUR ET
B5-ENFANT	AUTOMOTRICES POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS et accessoires associés pour constituer le système en kit

+ CRU	CHÂSSIS ET ROUES
+ APPLIYER	KIT DE REVÊTEMENT DE SIÈGE ET DE COULEURS
+ SED	PERSONNALISÉS
+ ÉCART	REPOSE-JAMBES ET REPOSE-PIEDS
+ SOUTIEN-GO	D'ACCOUDOIRS
+ SCP	TABLES POUSSOIRS, COINS ET APPUI-
+ ONGLET	TÊTES
+ ACC	ACCESSOIRES OPÉRATEUR

Classé comme :

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE I - Annexe VII (non stérile et sans fonctions de mesure)

Législation technique de référence appliquée :

UNI EN ISO 12183:2001

Vittorio Veneto, ... date (*)

Représentant légal

Piai Fabio

(*) **FACSIMILÉ**

COPIE DES DOCUMENTS SPÉCIFIQUES CONSERVÉS
AU BUREAU DE FABRICATION DISPONIBLE SUR
DEMANDE

CONDITIONS DE GARANTIE

Cette garantie couvre tout défaut relatif à la conception, aux matériaux, à la fabrication et au montage dans toute l'Italie pendant une période de 24 mois à compter de la date d'achat, excluant de toute garantie tout dommage causé par l'usure, une altération ou une mauvaise utilisation.

Le produit défectueux doit être accompagné d'une copie des présentes Conditions de Garantie ainsi que d'un reçu prouvant la date d'achat et de la Fiche ANALYSE DEFECTUEUSE ci-dessous.

La garantie devient caduque en l'absence de preuve de la date d'achat, de tentatives de réparation non autorisées, de dommages causés par des événements accidentels, de non-respect des instructions ou des avertissements du manuel d'utilisation.



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

HEALTH FIT & SPORT

Healthfit&Sport
Route de Taillepie 44
1095 Lutry
021 903 57 67
direction@healthsport.ch
healthsport.ch